



BÖLÜM 3

Vest® Hava Yolu Temizleme Sistemi

Vest® Hava Yolu Temizleme Sistemi

Vest® hava yolu temizleme sistemi, hastaların hava yollarını temizlemeye yardımcı olmak için Yüksek Frekanslı Göğüs Duvarı Salınımı (HFCWO) teknolojisini kullanır, mukusu bronş duvarlarından çıkarır, salgıları harekete geçirir

- Vest® solunum yolu temizleme sistemi, Hava Darbe Jeneratörü ve bu jeneratöre Hava Hortumları aracılığıyla bağlanabilen Pulmoner Terapi Göğüs Donanımı şeklinde tasarlanmıştır
- Göğüs duvarında yüksek frekanslı titreşimler oluşturularak aşırı miktarda ve koyu kıvamdaki pulmoner sekresyonu inceltip mobilize ederek, kolayca atılmasını sağlar
- Salgıların ve mukusların, küçük hava yollarından daha büyük hava yollarına taşınmasını sağlayarak öksürme veya aspirasyon/emilim yoluyla temizlenmesine yardımcı olur
- 100 V-230 V / 50 Hz-60 Hz şebeke gerilimi ile çalışır
- Hava darbe jeneratörünün ön yüzündeki gösterge ekranından frekans, hava basınç kuvveti ve süreyi gösteren yukarı/aşağı ok çiftleri kullanılarak terapi program ayarları yapılır
- Tedavi esnekliği için çoklu programlama seçenekleri
- Sistem hastanın terapiye uyumunu sağlamak amacıyla Normal Mod, Rampa Modu ve Program Modu seçeneklerine sahiptir
- CoughPause® özelliği, öksürük için bir hatırlatıcı programlamaya olanak tanır
- Tek hastada kullanımlık ve/veya tekrar kullanılabilir giysiler Yelek veya Sargı/Kuşak tarzında mevcuttur
- Sistem, hasta kullanım kolaylığı amacıyla ana kısımlarına ek olarak Manuel Pompalı El Kumandası ile ON/OFF düğmeleri yerine kullanılarak çalıştırılabilir veya durdurulabilir
- Derin nefes almaya izin vermek için duraklatıldığında şişirilebilir giysideki basıncı azaltır
- Enfeksiyon kontrolüne yardımcı olmak için isteğe bağlı tek hastada kullanımlık özellikte hortumlar
- Şişme yelek ve kuşak, poliüretan kaplama malzemenen üretilmiştir
- Şişme yelek ve kuşaklar, göğüs çeperinde şişip sönererek osilasyon/titreşim uygulanabilir özelliktedir
- Pulmoner terapi göğüs donanımı tekrar kullanılabilir yelek ve kuşaklar dezenfekte edilebilir, silinebilir veya yıkanabilir özelliktedir

Vest® Hava Yolu Temizleme Sistemi: Aksesuarlar

P205 Hava Darbe Jeneratörü, Hava Hortumları (2 Adet), Manuel Pompalı El Kumandası, Pulmoner Terapi Göğüs Donanımı (Çeşitli Beden ve Tiplerde), Mobil Stantlı

167004 Orijinal Mobil Stant



Vest® Hava Yolu Temizleme Sistemi



Vest® Tekrar Kullanılabilir Yelekler



Vest® Tekrar Kullanılabilir Yelekler

Ürün: Full Vest Terapi Yeleği	Beden
Tekrar Kullanılabilir Göğüs Yeleği, Çocuk, Small-Short	48-58 cm
Tekrar Kullanılabilir Göğüs Yeleği, Çocuk, Small	48-58 cm
Tekrar Kullanılabilir Göğüs Yeleği, Çocuk, Medium	58-69 cm
Tekrar Kullanılabilir Göğüs Yeleği, Çocuk, Large	69-79 cm
Tekrar Kullanılabilir Göğüs Yeleği, Yetişkin, Small	79-91 cm
Tekrar Kullanılabilir Göğüs Yeleği, Yetişkin, Medium	91-114 cm
Tekrar Kullanılabilir Göğüs Yeleği, Yetişkin, Large	114-132 cm

Vest® Tek Kullanımlık Yelekler



Vest® Tek Kullanımlık Yelekler

Ürün: Full Vest Terapi Yeleği	Beden
Tek Kullanımlık Göğüs Yeleği, Çocuk, Medium	58-69 cm
Tek Kullanımlık Göğüs Yeleği, Çocuk, Large	69-79 cm
Tek Kullanımlık Göğüs Yeleği, Yetişkin, Extra Small	79-91 cm
Tek Kullanımlık Göğüs Yeleği, Yetişkin, Medium	91-114 cm
Tek Kullanımlık Göğüs Yeleği, Yetişkin, Large	114-132 cm

Vest® Tekrar Kullanılabilir Kuşaklar

Ürün: Wrap Vest Terapi Kuşağı	Beden
Tekrar Kullanılabilir Göğüs Kuşağı, X-Small	48-58 cm
Tekrar Kullanılabilir Göğüs Kuşağı, Small	58-84 cm
Tekrar Kullanılabilir Göğüs Kuşağı, Medium	84-109 cm
Tekrar Kullanılabilir Göğüs Kuşağı, Large	109-135 cm
Tekrar Kullanılabilir Göğüs Kuşağı, X Large	135-170 cm
Tekrar Kullanılabilir Göğüs Kuşağı, XX Large	170-190 cm



Vest® Tekrar Kullanılabilir Kuşaklar

Vest® Tek Kullanımlık Kuşaklar

Ürün: Wrap Vest Terapi Kuşağı	Beden
Tek Kullanımlık Göğüs Kuşağı, Small	58-84 cm
Tek Kullanımlık Göğüs Kuşağı, Medium	84-109 cm
Tek Kullanımlık Göğüs Kuşağı, Large	109-134 cm
Tek Kullanımlık Göğüs Kuşağı, X Large	134-170 cm
Tek Kullanımlık Göğüs Kuşağı, XX Large	170-191 cm



Vest® Tek Kullanımlık Kuşaklar